#### <u>UC 1 - PIP</u>

#### Potentielle User und dazugehörige use cases


Patient: Muss Insulin erhalten, sobald Pegel kritische Werte erreicht.

Arzt: Auswertung des Verlaufs erhalten

Techniker: Batterie wechseln

Krankenschwester: Insulinreservat nachfüllen => Ziel Schulung, dass Patient das selber machen kann? Sonst generiert das sicher höhere Kosten als das konventionelle System...

#### **Use Case Diagram**



## Use Case Scenario 1

Nr. and Name:	1 Blutzuckermessung
Scenario:	Blutzuckermessung und Reaktion darauf
Short Description:	BZ wird in regelmässigen Intervallen mittels Sensoren gemessen
Actors:	Patient (Interaktion mit dem Gerät selber)
Starting Event and Preconditions:	Blutzuckermessung. Der Arzt definiert den Referenzbereich der BZ Werte und verordnet das passende Insulin.
Result and Postconditions:	Messwerte und Handlung (Insulinverabreichung oder Hypo-Warnung)

Steps:

Nr.	Actor	Description
1	Patient	Die Kanüle und die Sensoren sind korrekt platziert und lesen die BZ Werte nach einem vordefinierten Intervall ab.
2	Patient	Die Werte werden aufgrund der hinterlegten Referenzwerte und einer Formel zur Berechnung des BZ berechnet und geloggt
3	Patient	Ist der BZ im Referenzbereich gibt es keine Meldung
4	Patient	Ist der BZ zu hoch (hyper) erfolgt eine Meldung an den Patienten; diese Meldung wird als signifikant geloggt und die Information wird weitergeleitet ans System zur Insulinverabreichung.
5	Patient	Ist der BZ zu tief (hypo) erfolgt eine Meldung an den Patienten; diese Meldung wird als signifikant geloggt

Ехсер	tions, Variants:	
Nr.	Actor	Step
1	Patient	Warnung, wenn etwas mit den Sensoren nicht stimmt (nicht mehr korrekt befestigt) => WARNUNG
2	Patient	Warnung, wenn die Kommunikation mit dem Gerät unterbrochen ist (wenn die Werte nicht mehr ausgewertet oder registriert werden können) => WARNUNG
3	Patient/Arzt	Die Referenzwerte sind vom Arzt neu definiert worden aber am Gerät noch nicht angepasst.
••••••••••••		

## Use Case Scenario 2

Nr. and Name:	2 Insulin spritzen
Scenario:	Blutzucker ist zu hoch, Insulin wird benötigt und appliziert
Short Description:	Die Pumpe hat den Blutzucker des Patienten gemessen, falls dieser zu hoch sein sollte, berechnet die Pumpe die entsprechende Insulininjektion und appliziert diese.
Actors:	Patient, System
Starting Event and Preconditions:	BZ Messung mit erhöhtem Wert
Result and Postconditions:	Insulingabe und BZ sinkt

## Steps:

Nr.	Actor	Description
1	System	System erhält durch BZ-Messung Meldung eines erhöhten BZ-Wertes
2	System	System berechnet die nötige Insulindosis
3	Pumpe	Pumpe injiziert Insulin
4	System	System dokumentiert Daten (Werte, Zeiten, etc)

### Exceptions, Variants:

Nr.	Actor	Step
2.1	System	System berechnet die Insulindosis falsch: Meldung an Patient  "Pumpe muss zum Techniker"
2.2	System	System kann die Insulindosis nicht berechnen: Meldung an Patient: "Pumpe muss zum Techniker"
3.1	Pumpe	Insulin kann nicht injiziert werden.
3.1.1	Pumpe	Insulinbehälter leer: Meldung an Patient: "Kein Insulin mehr"
3.1.2	Pumpe	Schlauch verstopft: Meldung an Patient: "Schlauch kontrollieren"
3.1.3	Pumpe	Technischer Defekt: Meldung an Patient: "Pumpe muss zum Techniker"
3.2	Pumpe	Insulin wurde falsch injiziert. Meldung an Patient: "Sofortige

•••••		Kontrolle bei Arzt nötig. Neue BZ Messung erforderlich."
4.1	System	Daten können nicht dokumentiert werden. Meldung an Patient "Pumpe muss zum Techniker"
4.2	System	Daten wurden falsch dokumentiert. Meldung an Patient "Pumpe muss zum Techniker"

### **Use Case Scenario 3**

Nr. and Name:	3 Retrieval of Logging History	
Scenario:	Verlauf des Insulinpegels wird abgerufen werden durch berechtigte Personen (Notarzt, Hausarzt, Patient)	
Short Description:	Der Verlauf der Insulinmessungen und Dosierungen kann seit der letzten Übertragung zu berechtigten Personen übertragen werden sowie zurückgestellt (reset) werden.	
Actors:	Arzt (Patient?), Software	
Starting Event and Preconditions:	<ul><li>Batterie genügend geladen</li><li>Kabel (?) angesschlossen</li></ul>	
Result and Postconditions:	<ul> <li>Daten übertragen und gesichert</li> <li>Speicher wieder leer</li> <li>Messung/Regelung wird wieder aufgenommen</li> </ul>	

### Steps:

Nr.	Actor	Description
1	Arzt / Fachperson	PIP wird an externen Datenspeicher / Software angeschlossen
2	PIP	PIP wechselt in Übertragungsmodus (Keine Messung Insulinspiegel, keine Abgabe Insulin, keine Aufzeichnung, Logeintrag der Auswertung signalisiert)
3	Software	Verbindungsaufbau & Authentifizierung zum PIP
4	Software	Daten werden vom PIP zum ext Datenspeicher übertragen (Kabel? Wireless? -> spielt es eine Rolle?)
5	Software	Überprüfung der Datenintegrität auf ext Datenspeicher
6	Software	Löschen der Daten auf PIP
7		Verbindung zu PIP wird abgebaut
8	PIP	PIP wechselt in Funktionsmodus "Messen/Regulieren"
9	Arzt / Fachperson	PIP wird von externem Datenspeicher / Software getrennt

***************************************	
•••••••	
*************************	
***************************************	
••••••	

# **Exceptions, Variants:**

Nr.	Actor	Step
1	PIP	Verlaufsspeicher gefüllt, keine neuen Daten können gespeichert werden
2	Kleriker / Tierarzt / Häcker	Nicht berechtigte Person versucht Zugriff zu erhalten
3	PIP / Software	Verbindung zu PIP kann nicht hergestellt werden
4	PIP	Batterie ist leer
5	PIP	Unrealistische Abweichungen von Normalwerten
6	PIP	Zu lange Übermittlungszeit, Patient erhält kein Insulin